

Line up!



DSP-SG

DSP-SE

DSP-L

DSP-XLM

ディスポくん

シリーズ

ピペット用低価格チップ<ディスポくん・チップシリーズ>は、種類・内容ともに一層充実し、お求め易くなりました。



1. **ディスポくんシリーズ**は効率的な大量生産により、コストダウンが可能となりました。
2. **ディスポくんチップ**とニチリョーベンチメイト、ピペットマン、エッペンドルフピペット等の組み合わせにより精度の高いサンプリングが可能です。
3. **ディスポくんL** (ブルー) は、特殊設計されており、max volume 1000ul (ACBM-1000、P-1000他) を吸った際のピペット内の噴射をカットします。
4. 全てのチップラックおよびチップは高品質ポリプロピレンでオートクレーブ可能です。