

BE ORIGINATIVE
NICHIRYO



¥55,000- (200,1000)

ハイブリッドピペット (電動とマニュアルの一体化)

Nichipet HB シリーズ

同じ値段なら、
電動付きで決まり!



充電スタンド



¥98,000- (12ch) ¥88,000- (8ch)

● 特 徴

■ ハイブリッドの特徴

- ◇ マニュアルピペッティング、電動ピペッティングがこれ1本で可能です。
- ◇ RIエリアなどに配置するピペットの本数を削減でき、マニュアルと電動を兼用できます。
- ◇ 突然の電池切れでもマニュアルで吐出可能です。
- ◇ 高粘度溶液がチップ内に残った時、マニュアル方式で追加吐出が可能です。

■ 電動ピペット機能の特徴

- ◇ 分注精度に個人差が生じません。
- ◇ 電動ピペットの宿命である最初と最後の吐出量精度の不安定さを解消しました。
- ◇ 分注積算カウンター機能で、作業ミスが低減します。
- ◇ 2点キャリブレーションで、すべての範囲で高分注精度が得られます。
- ◇ 長寿命リチウムイオン電池使用。1回のフル充電で2000サイクルの使用ができます。