

各カラー・限定
100本

Nichipet Premium LT 限定カラー発売!!

Nichipet Premium LTだけの新機能!
ストローク荷重が最大70%※ 軽減。
長時間の作業による疲労感や
ストレスを低減。※当社比



ロック機能

使用時に容量ずれが起こらない、
安心のロック機能。
ロック解除で容量設定もスムーズ。




ガラス製のカウンター窓

UV照射により曇りやすいカウンター窓も
ガラス製のため劣化せず、
クリーンベンチ内での長期保管が可能。
培養実験などにも最適です。




ボディ

本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。



プランジャ

錆びないセラミックプランジャ採用。
(100μL以上の機種対応)



ノズル

チップ着脱時の摩擦に強い高耐久ノズルを採用。
※Nichipet Premium LT 100~1000μLに、
ノズルフィルターはついておりません。



ハイパープロアシステム

吐出性能が格段に向上。
数μL吸引時のチップ内液残りを解消。
(2、10μL機種対応)

※ チラシのイメージ色と実際の色とは異なる場合がございます。 ※ 数量限定生産のため、修理などでボディを取り替える場合に色は選べません。

オートクレーブブルマイクロピペット

Nichipet Premium LT

5年間保証

UV
Resistance

121°C
Autoclavable

ドリームポイント
1 point

5年保証つきプレミアムモデル。ストローク荷重軽減モデルLT。

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格
ニチペットプレミアムLT 00-NLT-2	可変式	0.1~2	*~±3.0	*~≤1.0	34,000円
00-NLT-10		0.5~10	±4.0~±1.0	≤3.0~≤0.5	
00-NLT-20		2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	
00-NLT-100		10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	31,000円
00-NLT-200		20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	
00-NLT-1000		100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2	

