


マイクロ ディスぺンサー[®]

5段可変式

250 μ l
500 μ l


超微量精密分注器

- セラミックゲージをはめこむだけで、個人差なく正確に分注できます。
- 100mlのポリボトルに10mlのインレットボトルが内蔵された二重構造で、微量分注が必要なRIAに最適です。
- 100ml以下の一般試薬瓶に直接セットできるアダプターつきです。



96.9.21以前

★精度 $\pm 1\%$ ★再現性 $\pm 0.3\%$

容量の正確さは、定評ある  印、日量の計量技術によって保証されます。