

MODEL 800

デジタル・マイクロ
ピペット

DIGITAL MICRO PIPETTE

5 μ l · 25 μ l · 50 μ l & 100 μ l

安心できるデジタル表示、
4種類のピペットで
1 μ l~100 μ lの容量が
すべてカバーできます。

用途

各種プレート検査、組織培養、
接種試験等をはじめ、生化学・
臨床化学・血清学・薬理学・
生物学・分析学などの幅広い
分野での微量サンプル
リングに最適です。

精度・再現性 < $\pm 1\%$



▲専用スタンド(4本立)