

簡単ピペットコントローラ

ThumbPette

サムペット

- モーター無しのシンプル設計
- ポジティブディスプレイ方式
- 高粘性、高密度液体の分注も可能
- ピストンロッドを親指で簡単操作
- 微妙な分注も可能
- 接液部はガラスと PTFE
- オートクレーバブル
- 10ml、25ml の 2 タイプ
- 低価格

New
Product



- サムペット 10ml ￥9,000
- サムペット 25ml ￥9,000

価格、掲載内容及び名称は変更する場合があります。
詳細については別途お問い合わせ下さい。



株式会社

ニチリョー

本社：〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-4-10
共同ビル 3F (岩本町 2 丁目)
TEL: 03-5820-2411 (代表) FAX: 03-5820-2410
大阪営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-63
新大阪千代田ビル別館 10F
TEL: 06-6391-1057 FAX: 06-6391-1058
E-mail: n-sales@nichiryō.co.jp
URL: http://www.nichiryō.co.jp/