


ボディ

従来品よりもUV耐性に優れ、
本体丸ごとオートクレーブ滅菌も
可能な堅牢ボディ。
更にUVで劣化しないガラス製カウ
ンター窓によりクリーンベンチ内
での使用に対応。



容量ロック機能



ロック機能で操作中の
容量ずれを防止。
ロック解除でスムーズに
容量設定。

国産マイクロピペットのスタンダード。
多くの研究者の手になじんできたベストセラーの最新モデル。

Nichipet® EX III



日本製

エジェクタ



簡単に脱着でき、細い試
験管などに対応

ハイパープロアシステム



吐出性能が格段に向上。
吐出時のチップ内液残りを解消。
(2、10、20µLモデル対応)

容量モデル



容量モデル毎に色分け(全8色)。
2カ所に容量表記もあり、一目で容量モデルの
識別が可能。

製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NPX3-2(●グレー)	0.1~2	※~ ±1.5	※~ ≤0.7	38,000 円	22,800 円	
00-NPX3-10(●ピンク)	0.5~10	※~ ±1.0	※~ ≤0.4			
00-NPX3-20(●クリーム)	2~20	±5.0 ~ ±1.0	≤1.5 ~ ≤0.3			
00-NPX3-100(●オレンジ)	10~100	±3.0 ~ ±0.8	≤1.0 ~ ≤0.2			
00-NPX3-200(●イエロー)	20~200	±2.5 ~ ±0.6	≤0.7 ~ ≤0.2			
00-NPX3-1000(●ブルー)	100~1000	±3.0 ~ ±0.8	≤0.6 ~ ≤0.2			
00-NPX3-5000(●グリーン)	500~5000	±2.4 ~ ±0.6	≤0.6 ~ ≤0.15	39,000 円	23,400 円	
00-NPX3-10000(●ホワイト)	1000~10000	±3.0 ~ ±0.6	≤0.6 ~ ≤0.15	43,000 円	25,800 円	

●NPX3-2の0.2µL未満及びNPX3-10の1µL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。 ●表示価格は消費税を含みません。
●キャンペーン品につき返品はご遠慮ください。 ●販売店様は本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。 ●"Nichipet、は(株)ニチリョーの登録商標です。

依頼者情報 *必須記入項目

施設名*
ご所属

ご住所

お名前* DB会員No.

E-mail TEL

代理店様情報

会社名

支店名 TEL

ご担当者 FAX

備考欄

