

期間：～2024年11月15日(金)まで



# アカデミックユーザー 応援キャンペーン!

## マイクロピペット買い替えのお客様限定!

※ドリームバンクポイントは付与されません。ご注意ください。 ※ニチリョー製品以外も対象です。

35%  
OFF

### Nichipet Air®

本体重量及びストローク荷重を軽量化。

性能はそのままに、従来製品よりストローク荷重が最大70%軽減、ボディが最大56%軽量化。一目で容量がわかるように、容量モデル毎に色分け。




40%  
OFF

### Nichipet® EX Plus II

耐薬品性に優れた有機溶媒、耐酸性対応モデル。

酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒に対する耐性が優れる内部部品を採用。




40%  
OFF

### Nichipet® EX II

本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射が可能。

ノンリリース式のスタンダード。  
ハイパープロアシステムにより、吐出性能が格段に向上(2、10μLタイプに搭載)。



35%  
OFF

### Nichipet Air® マルチチャンネル

本体重量及びストローク荷重を軽量化。

性能はそのままに、従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減、ボディが最大20%軽量化。一目で容量がわかるように、容量モデル毎に色分け。



**UV 殺菌可** カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。