

下記の表に必要な事項を全てご記入頂き、**不要なピペットと一緒に代理店にお渡しください。**

Nichipet Air®



製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NAR-2	0.1~2	*~ ±1.4	*~ ≤0.7	38,000 円	24,700 円	
00-NAR-10	0.5~10	*~ ±1.0	*~ ≤0.4			
00-NAR-20	2~20	±3.0 ~ ±1.0	≤1.5 ~ ≤0.3			
00-NAR-100	10~100	±3.0 ~ ±0.8	≤1.0 ~ ≤0.2			
00-NAR-200	20~200	±1.8 ~ ±0.6	≤0.7 ~ ≤0.2			
00-NAR-1000	100~1000	±1.0 ~ ±0.6	≤0.6 ~ ≤0.2			
00-NAR-5000	500~5000	±2.0 ~ ±0.5	≤0.6 ~ ≤0.15	39,000 円	25,350 円	
00-NAR-10000	1000~10000	±2.0 ~ ±0.5	≤0.6 ~ ≤0.15	43,000 円	27,950 円	

Nichipet® EX Plus II



製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NPLO2-2	0.1~2	*~ ±3.0	*~ ≤1.0	43,000 円	25,800 円	
00-NPLO2-10	0.5~10	*~ ±1.0	*~ ≤0.5			
00-NPLO2-20	2~20	±5.0 ~ ±1.0	≤3.0 ~ ≤0.4			
00-NPLO2-100	10~100	±2.0 ~ ±0.8	≤1.0 ~ ≤0.3			
00-NPLO2-200	20~200	±1.0 ~ ±0.8	≤0.5 ~ ≤0.2			
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0 ~ ±0.7	≤0.5 ~ ≤0.2			
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0 ~ ±0.6	≤0.3 ~ ≤0.2	51,000 円	30,600 円	
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0 ~ ±0.4	≤0.4 ~ ≤0.2	59,000 円	35,400 円	

Nichipet® EX II



製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NPX2-2	0.1~2	*~ ±3.0	*~ ≤1.0	35,000 円	21,000 円	
00-NPX2-10	0.5~10	*~ ±1.0	*~ ≤0.5			
00-NPX2-20	2~20	±5.0 ~ ±1.0	≤3.0 ~ ≤0.4			
00-NPX2-100	10~100	±2.0 ~ ±0.8	≤1.0 ~ ≤0.3			
00-NPX2-200	20~200	±1.0 ~ ±0.8	≤0.5 ~ ≤0.2			
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0 ~ ±0.7	≤0.5 ~ ≤0.2			
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0 ~ ±0.6	≤0.3 ~ ≤0.2	42,000 円	25,200 円	
00-NPX2-10000	1000~10000	±2.0 ~ ±0.4	≤0.4 ~ ≤0.2	47,000 円	28,200 円	

Nichipet Air® マルチチャンネル



チャンネル数	製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
8ch	00-NAR-10M8	0.5~10	±8.0~±2.0*	≤5.0*~≤1.0	110,000 円	71,500 円	
	00-NAR-100M8	10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3			
	00-NAR-200M8	20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3			
	00-NAR-300M8	30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3			
12ch	00-NAR-10M12	0.5~10	±8.0~±2.0*	≤5.0*~≤1.0	120,000 円	78,000 円	
	00-NAR-100M12	10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3			
	00-NAR-200M12	20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3			
	00-NAR-300M12	30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3			

●NAR-2/NPLO2/NPX2-2の0.2μL未満及びNAR-10/NPLO2-10/NPX2-10/NAR-10M8/NAR-10M12の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。 ●表示価格は消費税を含みません。 ●キャンペーン品につき返品はご遠慮ください。 ●上記製品のみキャンペーン対象となります。 ●販売店様は本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。 ●"Nichipet Air"、"Nichipet"、は(株)ニチリョーの登録商標です。

依頼者情報		*必須記入項目
施設名*		
ご所属		
ご住所		
お名前*	DB会員No.	
E-mail	TEL	

代理店様情報	
会社名	
支店名	TEL
ご担当者	FAX
備考欄	

●ご記入いただきました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。 弊社の個人情報の取扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。