

期間：～2025年3月19日(水)

アカデミックユーザー限定!

2+1 キャンペーン!

Nichipet® EX II (2~1000μL モデル) が 30%OFF!

さらに! 2本ご購入で 1本プレゼント※!

※プレゼント品は NPX2-100、NPX2-200、NPX2-1000 よりお選びください。 ●在庫がなくなり次第販売終了となります。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX II

30% OFF!

AC 滅菌可 UV 殺菌可

本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にしたニチペットシリーズベストセラーモデル。

多くの方々の手に馴染んできた国産オートクレーバブルマイクロピペットのスタンダード。



製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	※~±3.0	※~≤1.0	35,000 円	24,500 円
00-NPX2-10	0.5~10	※~±1.0	※~≤0.5		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4		
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2		
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		

※NPX2-2の0.2μL未満、NPX2-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV 殺菌可

カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

ご注文方法

[専門FAX注文書]

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、または下記URLより専用注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2025_0207.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

